



Comment faire les choix :

Epiderme foncé

Faire attention que la couleur ne soit pas due à l'intérieur du ver (le mettre à la lumière). Regarder la pigmentation sur le premier tiers du ver.

Gradient de couleur (queue plus claire)



Couleur verdâtre

Petit et trapu. Plusieurs types de vert possibles. S'enroule sur lui-même quand le ver est posé sur la main.

Queue qui s'aplati (en se déplaçant)

Queue prenant la forme suivante :



Présence d'un clitellum

S'il est de même couleur sur l'épiderme, cela peut être dû à un pincement.

Diamètre supérieur à 2mm

Taille d'un individu au repos (ni étiré, ni contracté). Voir échelle ci dessous.

Taille inférieure à 5cm

Taille d'un individu au repos (ni étiré, ni contracté). Voir échelle ci dessous.

Tube digestif visible par transparence

Ton peut le placer devant la lumière pour l'observer par transparence

Couleur plus claire entre les anneaux

Quand il est sur le ventre. Couleur claire dans les tons orangés.

Bout de la tête sombre (noirâtre sur les 1ers anneaux)

Dans le cas contraire, la tête sera vraiment plus claire.

0 5 cm 10 cm

EPIGE



Exemple : *Eisenia fetida*

ENDOGE



Exemple : *Aporrectodea caliginosa*

ANECIQUÉ STRICT (Tête noire)



Exemple : *Lumbricus terrestris*

EPI - ANECIQUÉ (Tête rouge)



Exemple : *Aporrectodea giardi*